


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Icam-1/Cd54 Umano Per Citometria A Flusso - P05362

Numero articolo: CM0010010



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia l'ICAM-1/CD54 umano (SWISS: P05362). Validato per citometria a flusso (FC). Riconosce il dominio extracellulare di questa molecola di adesione cellulare e recettore virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-ICAM-1/CD54 umano
Note/Alias	BB2; CD54; P3.58
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	3383
GeneID	3383
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-480 dell'ICAM-1/CD54 umano (NP_000192.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P05362
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio