


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Icam-1/Cd54 Umano Per Citometria A Flusso - P05362

Numero articolo: CM0005769



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-ICAM-1/CD54 umano coniugato con (clone non specificato) validato per la citometria a flusso (FC). Rileva l'ICAM-1 umano, una molecola di adesione cellulare e recettore per i rinovirus, con un peso molecolare previsto di 58 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human ICAM-1/CD54 mAb
Annotazioni/Alias	BB2; CD54; P3.58
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	3383
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-480 dell'ICAM-1/CD54 umano (NP_000192.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P05362
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio