


Mab Coniglio Anti-Icam2/Cd102 Umano Per Fc - P13598

Numero articolo: CM0005215



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-ICAM2/CD102 umano coniugato con per citometria a flusso. Immunogeno ricombinante (aa 25-223). Validato per campioni umani. Ideale per studi sull'adesione e la migrazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human ICAM2/CD102
Note/Alias	CD102
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3384
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-223 di ICAM2/CD102 umano (NP_000864.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P13598
Peso proteico	31 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio