


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Icam2/Cd102 Umano Per Fc - P13598

Numero articolo: CM0007992



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro ICAM2/CD102 umano, validato per la citometria a flusso. Indicato per lo studio dell'adesione leucocitaria, della sorveglianza immunitaria e della migrazione cellulare. Specifico per ICAM2 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ICAM2/CD102 umano
Note/Alias	ICAM2; CD102; molecola di adesione intercellulare 2
Specie	Umana
ID del gene (umano)	3384
ID del gene	3384
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-223 di ICAM2/CD102 umano (NP_000864.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13598
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante