


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Icam2/Cd102 Umano Per Citometria A Flusso - P13598

Numero articolo: CM0004209



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia l'ICAM2/CD102 umano (SWISS: P13598). Convalidato per citometria a flusso, adatto per la ricerca sull'adesione dei leucociti e la migrazione delle cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

-	-
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human ICAM2/CD102
Annotazioni/Alias	CD102
Specie	Umana
GeneID (umano)	3384
GeneID	3384
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-223 di ICAM2/CD102 umano (NP_000864.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P13598
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio