


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Ido1 Umano Per Citometria A Flusso - P14902

Numero articolo: CM0012343



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro IDO1 umano (Indoleamina 2,3-diossigenasi 1) per citometria a flusso intracellulare. Specifico per campioni umani, 45 kDa, UniProt P14902.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IDO1 umano
Note/Alias	IDO; INDO; IDO-1
Specie	Umano
GeneID	3620
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-403 di IDO1 umano (NP_002155.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P14902
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio