

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Ifn-Alpha/Beta R2 Umano Per Citometria A Flusso - P48551

Numero articolo: CM0010881



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia il recettore 2 dell'interferone alfa/beta umano (IFNAR2, P48551), validato per citometria a flusso (FC). Ideale per la rilevazione dell'espressione del recettore IFN di tipo I su cellule umane. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-IFN-alfa/beta R2 umano
Annotazioni/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alfa-REC; IFNAR2
Specie	Umana
ID genico (umano)	3455
ID genico	3455
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P48551
Peso proteico	58kDa/37kDa/27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio