

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Ifn-Alpha/Beta R2 Per Citometria A Flusso - P48551

Numero articolo: CM0009622



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia l'IFN-alpha/beta R2 (IFNAR2) umano per citometria a flusso. Ideale per lo studio della segnalazione degli interferoni di tipo I, della via JAK-STAT e della risposta immunitaria. Reattività crociata con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human IFN-alpha/beta R2 mAb
Annotazioni/Altri nomi	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3455
GeneID	3455
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P48551
Peso proteico	58kDa/37kDa/27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio