

Mab Di Coniglio Anti-Ifn-Gamma Umano Per Fc (Intra) - P01579

Numero articolo: CM0008713



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro l'interferone gamma umano (IFN- γ), coniugato ad , validato per la citometria a flusso intracellulare (FC intra). Ideale per la ricerca sulla risposta immunitaria e sull'immunoterapia oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IFN-gamma umano
Note/alias	IFG; IFI; IMD69
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3458
GeneID	3458
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-166 dell'IFN-gamma umano (NP_000610.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P01579
Peso della proteina	19 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante