

Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Ifn-Gamma Umano Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P01579

Numero articolo: CM0010770



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che mira all'IFN-gamma umano, validato per citometria a flusso intracellulare. Adatto per studiare le risposte immunitarie Th1, la segnalazione delle citochine e l'immunità antitumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IFN-gamma umano
Note/Alias	IFG; IFI; IMD69
Specie	Umano
GeneID	3458 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-166 dell'IFN-gamma umano (NP_000610.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P01579
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio