


Mab Coniglio Anti-Ig K Catena Leggera Umana Per Fc - P01834

Numero articolo: CM0005680



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Ig κ catena leggera umana coniugato per citometria a flusso (FC). Bersaglia la regione costante (P01834, ~12 kDa). Strumento affidabile per l'immunologia delle cellule B, la profilazione degli anticorpi e la ricerca sull'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human Ig κ Light Chain
Note/Alias	Km; HCAK1; IGKCD
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	3514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-107 della catena leggera κ Ig umana (P01834)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01834
Peso proteico	12 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio