


Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Catena Leggera Kappa Ig Umana Mab - P01834

Numero articolo: CM0004946



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con di coniglio che mira alla regione costante della catena leggera kappa Ig umana (IGKC), validato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca sui linfociti B e sulle immunoglobuline.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Catena Leggera Kappa Ig Umana mAb
Note/Alias	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3514
ID Gene	3514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-107 della Catena Leggera Kappa Ig umana (P01834)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P01834
Peso Molecolare Proteico	11KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio