


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Catena Leggera Ig K Umana Per Fc - P01834

Numero articolo: CM0011497



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro la regione costante della catena leggera kappa delle Ig umane (IGKC). Convalidato per citometria a flusso su campioni umani. Ideale per la ricerca sulle cellule B e sulle immunoglobuline.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-catena leggera Ig k umana
Note/Alias	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-107 della catena leggera Ig k umana (P01834)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01834
Peso proteico	11KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio