


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ig K Catena Leggera Umana Per Fc - P01834

Numero articolo: CM0009302



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro la regione costante della catena leggera Ig κ umana (IGKC) per citometria a flusso. Specifico per l'uomo, ~11 kDa, validato in FC. Materia prima IVD per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Rabbit anti-Human Ig κ Light Chain mAb
Note/Alias	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Specie	Umana
GeneID (umano)	3514
GeneID	3514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-107 della Catena Leggera Ig κ umana (P01834)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P01834
Peso Proteico	11KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio