


Coniglio Anti-Umano Ig K Catena Leggera Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P01834

Numero articolo: CM0012602



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting la regione costante della catena leggera kappa dell'immunoglobulina umana (P01834). Validato per applicazioni di citometria a flusso (FC).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano Ig κ Catena Leggera mAb
Osservazioni/Alias	Km; HCAK1; IGCDC
Specie	Umano
GeneID (umano)	3514
GeneID	3514
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-107 della catena leggera Ig κ umana(P01834).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P01834
Peso Proteico	12 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio