


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IgA1 Umana Per Fc - P01876

Numero articolo: CM0011025



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro la regione costante dell'IgA1 umana. Validato per citometria a flusso (FC). Riconosce l'IgA1 umana. Adatto per la rilevazione di cellule positive per IgA1 nella ricerca sull'immunità mucosale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human IgA1
Annotazioni/Alias	IgA1
Specie	Umana
GeneID (umano)	3493
GeneID	3493
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-353 dell'IgA1 umana.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P01876
Peso proteico	38kDa/42KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio