

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Ige Umana Per Fc - P01854

Numero articolo: CM0011731



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia la regione costante delle IgE umane. Convalidato per citometria a flusso (FC), ideale per l'immunofenotipizzazione dei linfociti B e gli studi sui recettori delle IgE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro IgE umana
Note/Alias	IgE
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	3497
ID Gene	3497
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 104-428 delle IgE umane (P01854).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01854
Peso proteico	47kDa / 54kDa / 59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio