

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-IgE Umana Per Fc - P01854

Numero articolo: CM0010896



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro la catena pesante delle IgE umane, validato per la citometria a flusso. Adatto per lo studio dell'ipersensibilità mediata da IgE, delle allergie e dell'attivazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale (mAb) coniglio anti-IgE umana
Note/Alias	IgE
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3497
GeneID	3497
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 104-428 delle IgE umane (P01854)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P01854
Peso molecolare proteico	47kDa/54kDa/59kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio