


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Igg Umana (Fc) Per Fc - P01857

Numero articolo: CM0006203



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro la regione Fc delle IgG umane. Convalidato per citometria a flusso (FC). Ideale per la rilevazione di IgG e per studi sui recettori Fc. SWISS: P01857.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human IgG (Fc) mAb
Specie bersaglio	Umana
ID genico	3500 (Uomo)
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-330 della IgG1 umana (Fc) (P01857)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01857
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio