


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Igg Umana (Fc) Per Citometria A Flusso - P01857

Numero articolo: CM0012229



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira alla regione Fc dell'IgG umana (SWISS: P01857). Validato per citometria a flusso; specifico per l'Fc dell'IgG1 umana. Ideale per la profilazione delle cellule immunitarie, il rilevamento di anticorpi e studi funzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti-IgG Umana (Fc)
Specie	Umana
ID Gene	3500
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-330 dell'IgG1 umana (Fc) (P01857).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P01857
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio