


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-IgG Umana (Fc) Per Citometria A Flusso - P01857

Numero articolo: CM0007764



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro la regione Fc dell'IgG umana, validato per la citometria a flusso (FC). Utile per rilevare IgG di membrana o immunocomplessi nella ricerca immunologica. P01857.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-IgG umana (Fc)
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3500
GeneID	3500
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-330 dell'IgG umana (Fc) (P01857).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P01857
Spedizione	Sacchetto refrigerante