

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Igg2 Umano (Fc) Per Wb, Elisa - P01859

Numero articolo: CM0010658



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la regione IgG2 (Fc) umana, validato per WB e ELISA. Specifico per la regione Fc dell'IgG2 umana. Adatto per ricerche sull'immunità umorale e sugli isotipi di anticorpi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb rabbit anti-IgG2 (Fc) umano
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3501
GeneID	3501
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-326 dell'IgG2 (Fc) umano (P01859)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01859
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio