

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano IL-10Ra/Cd210 Per Fc - Q13651

Numero articolo: CM0009171



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce l'umano IL-10RA/CD210 (recettore alfa dell'IL-10), specificamente validato per citometria a flusso. Ideale per studiare la segnalazione antinfiammatoria e il fenotipaggio delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano IL-10RA/CD210
Note/Alias	CD210; IL10R; CD210a; CDW210A; HIL-10R; IL-10R1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3587
GeneID	3587
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-235 dell'umano IL-10RA/CD210 (NP_001549.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13651
Peso Proteico	63 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio