


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL-17Rb Umana Per Citometria A Flusso - Q9Nrm6

Numero articolo: CM0012647



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'IL-17RB umana, coniugato con ABflo 488. Validato per citometria a flusso (FC). Bersaglia il recettore IL-17B/E coinvolto nella crescita e differenziazione delle cellule ematopoietiche. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Rabbit anti-Human IL-17RB mAb
Note / Alias	IL17RB; CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; interleuchina-17 recettore B
Specie	Umana
GeneID	55540 (Umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-289 dell'IL-17RB umana (NP_061195.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NRM6
Peso proteico	31kDa/55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio