

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL-1B Umano Per Citometria A Flusso Intracellulare - P01584

Numero articolo: CM0008250



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL-1 β umano coniugato con , progettato per applicazioni di citometria a flusso intracellulare. Ideale per lo studio delle vie infiammatorie, del rilascio di citochine e della piroptosi in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL-1 β umano
Note/alias	IL1B; IL-1; IL1-BETA; IL1F2; interleuchina-1 beta
Specie	Umano
GeneID (umano)	3553
GeneID	3553
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 117-269 di IL1 β umano (NP_000567.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01584
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante