


## Coniglio Anticorpo Monoclonale Anti-IL-2 Umano Per Citometria A Flusso Intracellulare - P60568

Numero articolo: CM0011709



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro IL-2 umano (TCGF), coniugato a un fluoroforo per la citometria a flusso intracellulare. Adatto per lo studio della risposta immunitaria, della crescita delle cellule T e della tolleranza. Reagisce con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Coniglio anti-IL-2 umano mAb                                                                                                  |
| Osservazioni/Alias    | IL-2; TCGF; linfocina                                                                                                         |
| Specie                | Umano                                                                                                                         |
| Gene ID (Umano)       | 3558                                                                                                                          |
| Gene ID               | 3558                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-153 dell'IL-2 umana (NP_000577.2) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                         |
| Applicazione          | FC (intra)                                                                                                                    |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                         |
| SWISS                 | P60568                                                                                                                        |
| Peso Proteico         | 18kDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |