


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL-4 Umano Per Citometria A Flusso Intracellulare - P05112

Numero articolo: CM0010600



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro l'interleuchina-4 umana (IL-4). Immunogeno ricombinante; adatto per la citometria a flusso intracellulare su campioni umani. Ideale per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL-4 umano
Note/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Specie	Umano
ID del gene	3565 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-153 dell'IL-4 umano (NP_000580.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	CF (intracellulare)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P05112
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante