


Coniglio Anti-Umano IL-5 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P05113

Numero articolo: CM0010232



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting all'interleuchina-5 umana (IL-5). Validato per la citometria a flusso intracellulare. Adatto per la ricerca sulla biologia degli eosinofili, l'infiammazione allergica e le risposte immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano IL-5 mAb
Osservazioni/Alias	EDF; IL-5; TRF; interleuchina-5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3567
Gene ID	3567
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P05113
Peso Proteine	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio