


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-IL-5 Umana Per Citometria A Flusso - P05113

Numero articolo: CM0004687



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad che mira all'IL-5 umana, una citochina chiave per la regolazione degli eosinofili. Validato per citometria a flusso (FC) intracellulare negli studi di immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL-5 umana
Osservazioni/Alias	EDF; IL-5; TRF; interleuchina-5
Specie	Umana
GeneID	3567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-134 dell'IL-5 umana (NP_000870.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P05113
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio