


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano IL-6R/Cd126 Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P08887

Numero articolo: CM0009144



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano IL-6R/CD126 coniugato con per citometria a flusso intracellulare. Immunogeno dominio extracellulare ricombinante; reagisce in modo incrociato con IL-6R umano. Utile per studiare le vie di segnalazione classica e trans dell'IL-6 nella ricerca immunologica e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano IL-6R/CD126
Note/Alias	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3570
GenelD	3570
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-358 di IL-6R/CD126 umano (NP_000556.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P08887
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio