


Coniglio Anti-Umano IL18R1 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q13478

Numero articolo: CM0005692



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro IL18R1 umano (CD218a), validato per la citometria a flusso. Ideale per investigare le vie mediate da IL18, le risposte delle cellule Th1 e la ricerca sulle malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano IL18R1/IL-18 R alpha mAb
Osservazioni/Alias	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8809
GeneID	8809
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-329 di IL18R1/IL-18 R alpha umano (NP_003846.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13478
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio