

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL18R1/IL-18 R Alfa Umano Per Fc - Q13478

Numero articolo: CM0010130



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro IL18R1 umano (CD218a), validato per la citometria a flusso. Rileva il recettore alfa dell'IL-18 sulle cellule Th1 e sui leucociti nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL18R1/IL-18 R alfa umano
Note/alias	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha
Specie	Umano
GeneID (umano)	8809
GeneID	8809
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-329 di IL18R1/IL-18 R alfa umano (NP_003846.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13478
Peso della proteina	62 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante