


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-IL23R Umano Per Citometria A Flusso - Q5Vwk5

Numero articolo: CM0008469



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro IL23R umano (PSORS7). Validato per citometria a flusso (FC). Ideale per studiare la segnalazione di IL-23 nelle cellule immunitarie, nelle malattie autoimmuni e nell'immunologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL23R umano
Osservazioni/Alias	PSORS7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	149233
GeneID	149233
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 124-353 di IL23R umano (NP_653302.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q5VWK5
Peso Proteico	41kDa/43kDa/72kDa
Spedizione	Sacca refrigerante