


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL8 Umana Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P10145

Numero articolo: CM0012469



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro l'IL8 umana per citometria a flusso intracellulare. Validato per campioni umani, bersaglia la chemochina IL8 coinvolta nelle risposte infiammatorie. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | Rabbit anti-Human IL8 mAb                                                                                                   |
| Note / Alias          | IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAF; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8                                                  |
| Specie                | Umana                                                                                                                       |
| ID gene (umano)       | 3576                                                                                                                        |
| ID gene               | 3576                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-99 dell'IL8 umana (NP_000575.1) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                       |
| Applicazione          | FC (intra)                                                                                                                  |
| Reattività incrociata | Umana                                                                                                                       |
| SWISS                 | P10145                                                                                                                      |
| Peso proteico         | 11kDa                                                                                                                       |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                       |