


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL8 Umano Per Citometria A Flusso - P10145

Numero articolo: CM0006079



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato mirato all'IL8 umano (Interleuchina-8), validato per la citometria a flusso intracellulare. Ideale per lo studio dell'infiammazione mediata da chemochine, con un peso proteico di 11 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-IL8 umano mAb
Osservazioni/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Specie	Umano
GeneID	3576
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P10145
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio