


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL8 Umana Per Citometria Di Flusso Intracellulare - P10145

Numero articolo: CM0004351



introduzione

Anticorpo monoclonale Coniglio anti-IL8 umana validato per citometria di flusso intracellulare. Rileva l'IL8 umano, una chemochina chiave nella ricerca sull'infiammazione e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-IL8 Umana
Annotazioni/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3576
ID Gene	3576
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P10145
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio