

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniugato Con Coniglio Anti-IL9 Umano Per If/Icc E Fc (Intracellulare) - P15248

Numero articolo: CM0006234



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-IL9 umano, validato per immunofluorescenza (IF/ICC) e citometria a flusso intracellulare (FC). Bersaglia l'interleuchina-9, una citochina coinvolta nella risposta immunitaria e nell'infiammazione. Per campioni umani. SWISS: P15248.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL9 umano
Note/Alias	IL9; HP40; IL-9; P40; interleuchina-9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3578
GeneID	3578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-144 dell'IL9 umana (NP_000581.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC (intracellulare)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15248
Peso Molecolare Proteina	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio