


Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Umano Ilt5/Cd85A Per Citometria A Flusso - O75022

Numero articolo: CM0010378



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato coniglio anti-umano ILT5/CD85a (LILRB3) validato per citometria a flusso. Rileva il recettore immunitario inibitorio su cellule B umane e monociti, reagendo specificamente con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano ILT5/CD85a
Note/Alias	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; recettore delle immunoglobuline simile ai leucociti B3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11025
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-418 dell'ILT5/CD85a umano (NP_006855.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O75022
Peso Proteico	69kDa/71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio