

Mab Coniglio Anti-Integrina Alfa 3/Cd49C Umana - P26006

Numero articolo: CM0010511

introduzione

mAb coniglio anti-Integrina alfa-3 (CD49c) umana per FC. Bersaglia il recettore della laminina/collagene; convalidato per campioni umani. Ideale per studi su adesione cellulare, migrazione e invasione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb coniglio anti-Integrina alfa 3/CD49c umana
Annotazioni/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3675
GeneID	3675
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 466-620 dell'Integrina alfa 3/CD49c umana (NP_002195.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P26006
Peso Proteico	117 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio