

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Integrina-B1/Cd29 Per Fc - P05556

Numero articolo: CM0010061



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato diretto contro l'integrina beta-1 umana (CD29), validato per citometria a flusso (FC). Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della migrazione e della segnalazione mediata dalle integrine nelle cellule immunitarie e nella ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano Integrina-β1/CD29 mAb
Note/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Specie	Umano
GeneID	3688
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-728 dell'Integrina-β1/CD29 umana (NP_002202.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P05556
Peso proteico	87kDa/88kDa/91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio