

Coniglio Anti-Umano Integrin-B1/Cd29 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P05556

Numero articolo: CM0004296



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting l'integrina beta-1 umana (CD29) per citometria a flusso. Riconosce il CD29 umano, peso molecolare ~87-91 kDa. Ideale per ricerche sull'adesione cellulare e sulla segnalazione delle integrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano Integrin-β1/CD29 mAb
Osservazioni/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Specie	Umano
Gene ID	3688
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-728 dell'Integrin-β1/CD29 umana (NP_002202.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P05556
Peso Proteico	87kDa/88kDa/91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio