


Mab Coniglio Anti-Integrina B5/Itgb5 Umana Per Fc - P18084

Numero articolo: CM0009794



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro l'integrina $\beta 5$ umana (ITGB5) per citometria a flusso. Questo recettore per la fibronectina è coinvolto nell'adesione cellulare e funge da recettore per l'ingresso dell'adenovirus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human Integrin $\beta 5$ /ITGB5 mAb
Note/Alias	ITGB5; integrin beta-5
Specie	Umana
GeneID	3693
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-490 dell'integrina $\beta 5$ /ITGB5 umana (NP_002204.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P18084
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio