


Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Human Integrin B5/Itgb5 Per La Citometria A Flusso - P18084

Numero articolo: CM0009783



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira all'Integrina $\beta 5$ umana (ITGB5). Validato per la citometria a flusso, questo anticorpo riconosce il recettore della fibronectina, adatto per studi di adesione cellulare e ricerca sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb Rabbit anti-Human Integrin $\beta 5$ /ITGB5
Note/Alias	ITGB5; integrina beta-5
Specie	Umana
GeneID	3693
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 24-490 dell'Integrina $\beta 5$ /ITGB5 umana (NP_002204.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P18084
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio