


Mab Di Coniglio Anti-Itga1/Cd49A Umano Per Fc - P56199

Numero articolo: CM0010597



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ITGA1/CD49a umano di alta qualità per citometria a flusso. Validato per campioni umani, riconosce l'integrina alfa-1 (CD49a/VLA-1), ideale per studi sull'adesione cellulare e sulle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ITGA1/CD49a umano
Note/alias	VLA1; CD49a
Specie	Umano
GeneID (umano)	3672
GeneID	3672
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-1141 di ITGA1/CD49a umano (NP_852478.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P56199
Peso della proteina	131 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante