


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Itga1/Cd49A Umano Per Fc - P56199

Numero articolo: CM0008379



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro l'integrina alfa-1 umana (ITGA1/CD49a/VLA-1), validato per la citometria a flusso (FC). Adatto per lo studio dell'adesione cellulare e delle vie di segnalazione delle integrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ITGA1/CD49a umano
Note/Alias	VLA1; CD49a
Specie	Umano
GeneID (umano)	3672
GeneID	3672
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-1141 dell'ITGA1/CD49a umano (NP_852478.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P56199
Peso della proteina	131 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante