

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Jam-A/Cd321/F11R Per Citometria A Flusso - Q9Y624

Numero articolo: CM0010796



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato diretto contro JAM-A umana (CD321, F11R) validato per citometria a flusso. Adatto per lo studio della dinamica dei giunzioni strette, della transmigrazione delle cellule immunitarie e dell'attivazione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-Umano JAM-A/CD321/F11R
Osservazioni/Alias	JAM, KAT, JAM1, JAMA, JCAM, CD321, PAM-1
Specie	Umano
Gene ID	50848
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-242 della JAM-A/CD321/F11R umana (NP_058642.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9Y624
Peso proteico	27kDa/32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio