

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Jam-A/Cd321/F11R Umano Per Citometria A Flusso - Q9Y624

Numero articolo: CM0009247



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-JAM-A/CD321/F11R umano per citometria a flusso. Riconosce JAM-A umana, una proteina delle giunzioni serrate coinvolta nella transmigrazione dei leucociti. Immunogeno a proteina ricombinante, adatto per FC. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human JAM-A/CD321/F11R mAb
Note/Alias	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1
Specie	Uomo
GeneID	50848
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-242 di JAM-A/CD321/F11R umano (NP_058642.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q9Y624
Peso proteico	27kDa/32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio