


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Uomo Kir2DL2/Kir2DL3 Per If/Icc E Fc - P43628

Numero articolo: CM0012446



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per KIR2DL2/KIR2DL3 umano, un recettore delle cellule killer simile alle immunoglobuline. Validato per IF/ICC e FC. Ideale per lo studio della segnalazione inibitoria delle cellule NK e del riconoscimento di HLA-C.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Rabbit anti-Human KIR2DL2/KIR2DL3 mAb
Annotazioni/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-245 di KIR2DL3 umano (NP_056952.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reazione Crociata	Uomo
SWISS	P43628
Peso Proteico	27kDa/37kDa/38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio