


Anticorpo Monoclonale Coniugato A 488 Da Coniglio Anti-Kir2DL2/Kir2DL3 Umano Per If/Icc, Fc - P43628

Numero articolo: CM0005078



introduzione

Anticorpo monoclonale da coniglio coniugato ad alte prestazioni contro KIR2DL2/KIR2DL3 umano (P43628). Adatto per immunofluorescenza e citometria a flusso. Validato per l'immunofenotipizzazione delle cellule NK e gli studi sui recettori inibitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	mAb da coniglio anti-KIR2DL2/KIR2DL3 umano
Annotazioni/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2D55; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-245 di KIR2DL3 umano (NP_056952.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P43628
Peso proteico	27kDa/37kDa/38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio