


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Kir2DL2/Kir2DL3 Per If/Icc, Fc - P43628

Numero articolo: CM0004673



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato di alta qualità contro KIR2DL2/KIR2DL3 umano, ideale per immunofluorescenza e citometria a flusso nella ricerca sulle cellule NK. Validato per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-umano KIR2DL2/KIR2DL3
Note/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; recettore killer cell immunoglobulin-like 2DL3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-245 di KIR2DL3 umano (NP_056952.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P43628
Peso Proteico	27kDa/37kDa/38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio